

## M's プレーンリフトで満足度を高める

### 宮田 成章

Nariaki Miyata

みやた形成外科・皮ふクリニック

フィラー注入においては、他人に気づかれない程度の自然な効果を望んでいる人も多く、また殆どの患者は若々しい容姿を望まれる一方で、過度のボリュームを持たせることを望んではない。

ヒアルロン酸注入材のうち、レスチレン® リフト™ リドの硬度と面状に馴染ませやすい質感を活かし中顔面の組織をサポートすることで、最少量で自然な結果を出すことを目的とした手法が M's プレーンリフトである。これは、Mid-face (中顔面)、Muscle (筋肉)、Minimum (最少量)、Moderate (自然な結果) の4つの「M」を意味し、中顔面の眼輪筋の伸展を意識しつつ、ヒアルロン酸を少量均一に注入し、若年者の持つ頬の綺麗な膨らみを形成することを主眼とする。

結果として、他人に気づかれない軽微な変化で数歳若く見え、患者満足度を上げることが可能である。

今回この手法について理論と臨床結果を供覧する。