

## TrueLift® で美しい輪郭を

—— 5歳を目指す ——

### 岩城 佳津美

Katsumi Iwaki

いわきクリニック形成外科・皮フ科

TrueLift® は、レスチレン® リフト™ リドを5つのポイントに少量注入することによって、加齢に伴って劣化する支持靭帯の保持・補強を図り、顔全体の若返り効果を得る手法である。

フィラー注入のゴールは、年齢に応じた美しい輪郭を作ることだと考えている。TrueLift® の手技を基本とし、症例に応じて適宜必要部位に追加注入を行い、美しい輪郭を目指す。

レスチレン® リフト™ リドは、硬度があり形が形成しやすい一方、面状にもなじませやすいといった特性を持ち、汎用性の高いヒアルロン酸製剤である。レスチレン® リフト™ リドだけでほとんどの注入部位をカバーすることが可能である。症例とともに注入手技を動画で供覧する。